



For a healthy
start in life



8-KANAL KOPFSPULE 1.5 / 3.0T

- 8-kanalige Spule, zylindrische Anordnung, reine Empfangsspule
- Hochauflösende MR-Untersuchung des Gehirns von Neu- und Frühgeborenen mit einem Kopfumfang von etwa 40 cm
- Kompatibel mit
 - Siemens (VB, VC, VD, VE)
 - Philips (≥ 3.2 , $\geq 5.1.7$)
 - GE (DV 24/25/26)
 - GE (SV 25.1)

Weitere Kompatibilitäten in Bearbeitung

- Zugelassen für die Verwendung innerhalb des MR Diagnostik Inkubator Systems **nomag**[®] IC *ADVANCED*

Änderung der Technischen Daten ohne vorherige Ankündigung



Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von:
Oslo University Hospital Rikshospitalet, Norwegen

