



For a healthy  
start in life



## 12-KANAL KÖRPERSPULE 1.5 / 3.0T

- 12-kanalige Spule, bestehend aus 2 Elementen, die einzeln oder kombiniert angewendet werden können:
  1. Teil integriert in die Liegefläche (8-Kanäle)
  2. Teil als separate Spule (4-Kanäle)
- Hochauflösende MR-Untersuchung des Körpers von Neu- und Frühgeborenen bis zu einem Alter von ca. 3 Monaten und einem Gewicht von ca. 4.500 g
- Kompatibel mit
  - Siemens (VB, VC, VD, VE)
  - Philips ( $\geq 3.2$ ,  $\geq 5.1.7$ )
  - GE (DV 24/25/26)
  - GE (SV 25.1)

Weitere Kompatibilitäten in Bearbeitung

- Zugelassen für die Verwendung innerhalb des MR Diagnostik Inkubator Systems **nomag<sup>®</sup> IC** *ADVANCED*



Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von:  
Clinical Hospital Center Zagreb, Kroatien



Änderung der Technischen Daten ohne vorherige Ankündigung